

# И-510 базовый расширенный (Иономер/pH-метр) с поверкой

**Гарантийный срок 24 месяца**

**Комплектация:** Преобразователь ионометрический, блок питания, термодатчик, комбинированный pH-электрод, стандарт-титры. (предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении активности ионов водорода  $\pm 0,01$ )

**Упаковка:** Картонная коробка



**Документация:** Паспорт, руководство по эксплуатации.



## Преобразователь И-510:

Вид спереди



Вид снизу.



Вид сверху.



Вид сбоку.



## Блок питания:



## Термодатчик:



## Электрод комбинированный:



## Стандарт - титры 6 точек: 1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43:

