

рН-410 стандартный (рН-метр) с поверкой

(Гарантийный срок 24 месяца)

Комплектация: Преобразователь, блок питания, термодатчик, комбинированный рН-электрод, стандарт-титры. (предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении активности ионов водорода $\pm 0,05$)

Упаковка: Картонная коробка



Документация: Паспорт, руководство по эксплуатации.



Преобразователь рН-410:



Вид спереди.



Вид снизу.



Вид сбоку.



Вид сверху.

Блок питания:



Термодатчик:



Электрод комбинированный:



Стандарт - титры 6 точек: 1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43:

