

# рН-420 стандартный (рН-метр) с поверкой

**(Гарантийный срок 24 месяца)**

**Комплектация:** Преобразователь, блок питания, термодатчик, комбинированный рН-электрод, стандарт-титры. (предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении активности ионов водорода  $\pm 0,02$ )

**Упаковка:** Картонная коробка



**Документация:** Паспорт, руководство по эксплуатации.



**Преобразователь рН-410:**



Вид спереди.



Вид снизу.



Вид сбоку.



Вид сверху.

**Блок питания:**



**Термодатчик:**



**Электрод комбинированный:**



**Стандарт - титры 6 точек: 1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43:**

